

Anticorps Polyclonal Anti-Tbrg4 Pour Wb - Q969Z0

Numéro d'article: CM0023971



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal Anti-TBRG4 (Q969Z0) validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; il réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le traitement de l'ARN mitochondrial et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	TBRG4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPR2 ; FASTKD4 ; TBRG4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9238
GeneID	9238
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 382-631 de TBRG4 humain (NP_004740.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969Z0
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace