

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbx19 Pour Wb, Elisa - O60806

Numéro d'article: CM0017819

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TBX19 (TPIT) humain, un facteur de transcription nucléaire à boîte T. Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Idéal pour l'étude du développement hypophysaire et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBX19 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TPIT; TBS19; dj747L4.1; TBX19
Espèce	Humain
GenelD	9095 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 229-448 de TBX19 humain (NP_005140.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60806
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace