

Anticorps Polyclonal Anti-Tbx20 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umr3

Numéro d'article: CM0023327

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TBX20 humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et le rat. Adapté à la recherche sur le développement cardiaque et aux études sur les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBX20 pAb de lapin
Remarques/Alias	ASD4 ; TBX20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57057
GeneID	57057
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UMR3
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace