

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbx21 Pour Wb, Elisa - Q9UI17

Numéro d'article: CM0028528

Introduction

TBX21 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal généré contre la région C-terminale de T-bet humain, validé pour WB et ELISA. Il reconnaît TBX21 humain, murin et de rat, un facteur de transcription clé pour le développement des cellules Th1, essentiel pour la recherche en immunologie et sur les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBX21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM; TBX21
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	30009
ID du gène	30009
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UL17
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace