

Anticorps Polyclonal Anti-Tbx22 Pour Wb, Elisa - Q9Y458

Numéro d'article: CM0026114

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TBX22 humain (Q9Y458). Convient pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la palatogenèse et la régulation transcriptionnelle en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TBX22
Remarques/Alias	CPX ; CLPA ; TBXX ; ABERS ; dj795G23.1 ; TBX22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50945
GeneID	50945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 291-520 du TBX22 humain (NP_058650.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y458
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace