

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbx3 Pour Wb, Elisa - O15119

Numéro d'article: CM0025941



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TBX3 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Conçu pour les études en biologie du développement, régulation transcriptionnelle et recherche sur les facteurs T-box - O15119.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBX3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	UMS ; XHL ; TBX3-ISO ; TBX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6926
GeneID	6926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-480 du TBX3 humain (NP_057653.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15119
Poids protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace