

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbx6 Pour Wb, Elisa - 095947

Numéro d'article: CM0020574

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre TBX6 humain (facteur de transcription T-box), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, destiné aux applications de recherche sur le mésoderme et l'axe gauche-droite.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBX6 pAb de lapin
Remarques/Alias	SCD05 ; TBX6
Espèce	Homme
GeneID (humain)	6911
GeneID	6911
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de TBX6 humain (NP_004599.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	095947
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant