


Anticorps Monoclonal Anti-Tc10/Rhoq Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17081

Numéro d'article: CM0002752



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la petite GTPase TC10/RHOQ (RhoQ). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée humaine, murine et rat. Idéal pour étudier la polarisation cellulaire, la formation de filopodes et le trafic du CFTR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TC10/RHOQ Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	ARHQ ; TC10 ; TC10A ; RASL7A ; HEL-S-42 ; TC10/RHOQ
Espèce	Humain
GeneID	23433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-205 du TC10/RHOQ humain (P17081).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17081
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace