

Anticorps Polyclonal Anti-Tcap Pour Wb, Elisa - O15273

Numéro d'article: CM0014665



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le TCAP humain (téléthonine). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'assemblage du sarcomère musculaire et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCAP Lapin pAb
Remarques/Alias	TELE ; CMD1N ; CMH25 ; T-cap ; LGMD2G ; LGMDR7 ; téléthonine ; TCAP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8557
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 du TCAP humain (NP_003664.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15273
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace