

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tcap Pour Wb, If-P, Elisa - O15273

Numéro d'article: CM0004897



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TCAP de haute qualité pour WB, IF-P, ELISA. Détecte la téléthonine humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les sarcomères et les études sur les maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCAP Rabbit mAb
Remarques / Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; téléthonine; TCAP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	8557
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 de la TCAP humaine (NP_003664.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15273
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace