

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcap Pour Wb, Elisa - O15273

Numéro d'article: CM0025937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la téléthonine humaine (TCAP). Validé pour le transfert Western (WB) et l'ELISA. Convient pour l'étude de l'assemblage du sarcomère, des cardiomyopathies et de la dystrophie musculaire des ceintures. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TCAP
Remarques/Alias	TELE ; CMD1N ; CMH25 ; T-cap ; LGMD2G ; LGMDR7 ; téléthonine ; TCAP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8557
Identifiant du gène	8557
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 de la TCAP humaine (NP_003664.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15273
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace