

Anticorps Monoclonal Anti-Tcea1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23193

Numéro d'article: CM0002279

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine TCEA1, un facteur d'élongation de la transcription. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transcription et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCEA1 mAb de lapin
Remarques/Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6917
GeneID	6917
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la TCEA1 humaine (P23193)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23193
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac isotherme