


Anticorps Polyclonal Anti-Tcea1 Pour Wb, Elisa - P23193

Numéro d'article: CM0013414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TCEA1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le facteur d'élongation de la transcription humain S-II, essentiel pour l'élongation de l'ARN Pol II au-delà des sites d'arrêt. Idéal pour la recherche sur la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCEA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6917
Identifiant de gène	6917
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-140 de la TCEA1 humaine (NP_006747.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23193
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace