


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tceb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15369

Numéro d'article: CM0017069



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine TCEB1 humaine (Elongine-C). Validé pour WB, IHC-P, ELISA et présente réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'élongation de la transcription et les complexes ubiquitine ligase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCEB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIII; TCEB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6921
GeneID	6921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-112 de la TCEB1 humaine (NP_001191791.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15369
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace