

Anticorps Polyclonal Anti-Tceb2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15370

Numéro d'article: CM0015197



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal anti-TCEB2 validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Il cible l'Elongin-B humain, un facteur d'élongation transcriptionnelle et un composant de la ligase d'ubiquitine. Idéal pour la recherche sur la régulation des gènes et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TCEB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SIII ; TCEB2
Espèce	Humaine
ID du gène	6923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de TCEB2 humain (NP_009039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15370
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace