

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tceb2 Pour Wb Et Elisa - Q15370

Numéro d'article: CM0006760



Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal de lapin anti-TCEB2 (clone non spécifié) pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour les recherches sur l'élongation transcriptionnelle et l'ubiquitination dans le développement de dispositifs de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCEB2 Rabbit mAb
Remarques/alias	SIII ; TCEB2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6923
GeneID	6923
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15370
Poids moléculaire	13 kDa
Expédition	Poche de glace