


Anticorps Polyclonal Anti-Tcerg1 Pour Wb, Elisa - O14776

Numéro d'article: CM0014995



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine TCERG1 (CA150/TAF2S), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation de l'élongation de la transcription et de l'activation médiée par Tat du VIH-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCERG1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Urn1; CA150; TAF2S; TCERG1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10915
ID de gène	10915
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550-650 de la TCERG1 humaine (NP_006697.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14776
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace