

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcf12 Pour Wb, Elisa - Q99081

Numéro d'article: CM0026748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TCF12 humain (Facteur de transcription 12), adapté pour le WB et l'ELISA. Reconnaît le TCF12 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier la différenciation neuronale et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF12 pAb de lapin
Remarques/Alias	HEB ; p64 ; CRS3 ; HH26 ; HTF4 ; TCF-12 ; bHLHb20 ; HsT17266 ; TCF12
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6938
ID du gène	6938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 443-682 du TCF12 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99081
Poids protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace