

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcf19 Pour Wb, Elisa - Q9Y242

Numéro d'article: CM0030988

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TCF19 humain (facteur de transcription 19). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF19 pAb de lapin
Remarques/Alias	SC1 ; TCF-19 ; TCF19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6941
GeneID	6941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du TCF19 humain (NP_009040.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y242
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace