

Anticorps Monoclonal Anti-Tcf1/Tcf7 Pour Wb, Elisa - P36402

Numéro d'article: CM0002374

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TCF1/TCF7 (TCF-1, P36402). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la différenciation des lymphocytes T et de la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	TCF1/TCF7 mAb de lapin
Remarques / Alias	TCF-1 ; TCF1/TCF7
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	6932
GeneID	6932
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la protéine humaine TCF1/TCF7 (NP_003193.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36402
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace