

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcf1/Tcf7 Pour Wb, Elisa - P36402

Numéro d'article: CM0029034

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre TCF1/TCF7, validé pour WB et ELISA. Détecte TCF7 humain, murin et rat, un facteur de transcription critique pour le développement des lymphocytes T. Idéal pour l'immunodétection et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TCF1/TCF7
Remarques/Alias	TCF-1 ; TCF1/TCF7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6932
GeneID	6932
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50-150 de TCF1/TCF7 humain (NP_003193.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36402
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace