

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcf21 (Pod1/Bhlha23) Pour Wb Et Elisa - O43680

Numéro d'article: CM0018823

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TCF21 (POD1/bHLHa23), validé pour WB et ELISA. Détecte la TCF21 humaine et murine, un facteur de transcription impliqué dans le développement du rein et du poumon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	POD1 ; bHLHa23 ; TCF21
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	6943
Identifiant du gène	6943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-100 de la TCF21 humaine (NP_003197.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43680
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace