


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcf3 Pour Wb, Elisa - P15923

Numéro d'article: CM0023946



Introduction

Le pAc de lapin anti-TCF3 est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, reconnaissant le TCF3 humain, de souris et de rat (68 kDa), un facteur de transcription impliqué dans la différenciation des cellules B et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-525 du TCF3 humain (NP_003191.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15923
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace