


Anticorps Polyclonal Anti-Tcf4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15884

Numéro d'article: CM0022658



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TCF4 de haute qualité pour des applications incluant WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la différenciation neuronale et des maladies associées à TCF4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6925
Identifiant du gène	6925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de TCF4 humain (NP_003190.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15884
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace