


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcf4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15884

Numéro d'article: CM0014970



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-TCF4 (P15884) est validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Il est adapté à l'étude du facteur de transcription 4 dans la différenciation neuronale et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
Espèce	Humaine
ID du gène	6925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de TCF4 humain (NP_003190.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15884
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace