


Anticorps Monoclonal Anti-Tcf4/Tcf7L2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqb0

Numéro d'article: CM0002678



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine humaine TCF4/TCF7L2, un facteur de transcription de la voie de signalisation Wnt. Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Convient à la recherche sur le cancer et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF4/TCF7L2 mAb de lapin
Remarques / Alias	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
Espèce cible	Humain
GeneID (humain)	6934
GeneID	6934
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la TCF4/TCF7L2 humaine (Q9NQB0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NQB0
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace