

Anticorps Polyclonal Anti-Tcf4/Tcf7L2 Pour Wb, Elisa - Q9Nqb0

Numéro d'article: CM0022661



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TCF4/TCF7L2 (Facteur de transcription 7-like 2) pour les applications de Western blot et ELISA. Reconnaît le TCF4/TCF7L2 humain et murin, un facteur de transcription de la voie de signalisation Wnt impliqué dans le cancer et la maintenance des cellules souches épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF4/TCF7L2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TCF4 ; TCF-4 ; TCF4/TCF7L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6934
GeneID	6934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-188 du TCF4/TCF7L2 humain (NP_001354872.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQB0
Poids protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace