

Anticorps Polyclonal Anti-Tcf7L1 Pour Wb Et Elisa - Q9Hcs4

Numéro d'article: CM0026326

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TCF7L1 (TCF-3) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur la signalisation Wnt et la différenciation épidermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCF7L1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TCF3 ; TCF-3 ; TCF7L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83439
GeneID	83439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-340 de TCF7L1 humain (NP_112573.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCS4
Poids protéique	63 kDa
Expédition	Sac de glace