

Anticorps Polyclonal Anti-Tcirg1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13488

Numéro d'article: CM0017664

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TCIRG1 (sous-unité a3 de la V-ATPase), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les ostéoclastes et les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCIRG1 pAb de lapin
Remarques/Alias	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10312
GeneID	10312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 130 de la protéine TCIRG1 humaine (NP_006010.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13488
Poids moléculaire de la protéine	93 kDa
Expédition	Sac de glace