

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tcirg1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13488

Numéro d'article: CM0006963

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le TCIRG1 humain (sous-unité $\alpha 3$ de la V-ATPase). Validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour les études sur les ostéoclastes, la régulation immunitaire et l'homéostasie du pH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCIRG1 Lapin mAb
Remarques/Alias	$\alpha 3$; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10312
ID de gène	10312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-356 du TCIRG1 humain (NP_006010.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13488
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace