

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tcl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P56279

Numéro d'article: CM0008045



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TCL1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine humaine TCL1 (13 kDa), améliorant la phosphorylation d'AKT et favorisant la survie cellulaire. Adapté à la recherche sur la leucémie/le lymphome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TCL1
Remarques/Alias	TCL1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8115
ID de gène	8115
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-114 de la TCL1 humaine (NP_068801.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56279
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace