

Anticorps Polyclonal Anti-Tcl1A Pour Wb, Elisa - P56279

Numéro d'article: CM0017057



Introduction

pAb de lapin TCL1A validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains. Cible la protéine 1A de leucémie/lymphome des cellules T, un co-activateur de l'AKT impliqué dans la prolifération et la survie cellulaire. Idéal pour la recherche en oncologie et lymphoïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TCL1A
Remarques/Alias	TCL1 ; TCL1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8115
GeneID	8115
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-114 de la TCL1A humaine (NP_001092195.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56279
Poids protéique	13 kDa
Expédition	Sac de glace