

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcl1B Pour Wb, Elisa - 095988

Numéro d'article: CM0016925

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TCL1B de haute qualité validé pour le transfert Western et l'ELISA. Détecte le TCL1B humain, murin, de rat (prévu ~15 kDa). Utile pour l'étude de la signalisation des proto-oncogènes et des voies d'activation d'AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TCL1B
Remarques/Alias	TML1 ; SYN-1 ; TCL1B
Espèce	Humain
ID du gène	9623
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 du TCL1B humain (NP_004909.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095988
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace