

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcn2 (Transcobalamine-2) Pour Wb, Elisa - P20062

Numéro d'article: CM0029996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Transcobalamine-2 (TCN2) humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la TCN2 de souris. Convient pour la recherche sur le transport et le métabolisme de la cobalamine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCN2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	II ; TC ; TC2 ; TC-2 ; TCII ; TC II ; D22S676 ; D22S750 ; TCN2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6948 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 19-250 de la TCN2 humaine (NP_001171655.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P20062
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace