

Anticorps Polyclonal Anti-Tcof1 Pour Wb Et Elisa - Q13428

Numéro d'article: CM0030197

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TCOF1 humaine (protéine Treacle), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Soutient la recherche sur la fonction nucléolaire, la régulation de l'ARN polymérase I et la spécification des crêtes neurales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCOF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TCS; MFD1; TCS1; trésor (treacle); TCOF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6949
GeneID	6949
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 659-958 de la TCOF1 humaine (NP_001008657.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13428
Poids moléculaire	152kDa
Expédition	Sac de glace