


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tcp1 Beta/Cct2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78371

Numéro d'article: CM0005703



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant TCP1 beta/CCT2 humain (P78371), une sous-unité chaperonine TRiC. Validé pour WB, IHC-P, ELISA sur échantillons humains, souris et rat. Idéal pour la recherche sur le repliement protéique et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-TCP1 beta/CCT2
Remarques/Alias	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10576
GeneID	10576
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 436 et 535 de TCP1 beta/CCT2 humain (P78371).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78371
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace