


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcp1 Bêta/Cct2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P78371

Numéro d'article: CM0028257



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TCP1 bêta/CCT2 (CCT2) humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte la TCP1 bêta humaine et murine. Idéal pour la recherche sur le complexe chaperonine et le repliement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCP1 bêta/CCT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-bêta; HEL-S-100n; TCP-1-bêta; TCP1 bêta/CCT2
Espèce	Humain
GeneID	10576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-535 de la TCP1 bêta/TCP1 bêta/CCT2 humaine (NP_006422.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P78371
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace