


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tcp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Numéro d'article: CM0015900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TCP1 humain (CCT-alpha), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le TCP1 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur les chaperonines, le cytosquelette et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6950
GeneID	6950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 307-556 du TCP1 humain (NP_110379.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17987
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace