

Anticorps Polyclonal Anti-Tcta Pour Wb, If/Icc, Elisa - P57738

Numéro d'article: CM0014143

Introduction

Le pAc de lapin anti-TCTA (SWISS : P57738) est un anticorps polyclonal dirigé contre la protéine TCTA humaine pleine longueur. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur les ostéoclastes et les protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin anti-TCTA
Remarques/Alias	TCTA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6988
GeneID	6988
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-103 du TCTA humain (NP_071503.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57738
Poids Moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace