


Anticorps Polyclonal Anti-Tcte1 Pour Wb Et Elisa - Q5Ju00

Numéro d'article: CM0015256



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TCTE1 humain (DRC5), adapté au WB et à l'ELISA. Reconnaît TCTE1 humain, murin et de rat. Utile pour l'étude de la motilité ciliaire et flagellaire ainsi que de la fonction du N-DRC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCTE1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DRC5 ; D6S46 ; FAP155 ; TCTE1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	202500
GeneID	202500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de TCTE1 humain (NP_872345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q5JU00
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace