


Anticorps Monoclonal Anti-Tctp/Tpt1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P13693

Numéro d'article: CM0006830



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-TCTP/TPT1 de haute qualité validé pour WB, IP, IHC-P, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Reconnaît une protéine de 20kDa impliquée dans la liaison du calcium, la stabilisation des microtubules et la régulation de l'apoptose. Matériau brut pour DIV pour la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	mAc Lapin TCTP/TPT1
Remarques/Alias	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7178
GenelD	7178
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du TCTP/TPT1 humain (P13693)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13693
Poids de la Protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace