


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tctp/Tpt1 Pour Wb Et Elisa - P13693

Numéro d'article: CM0027395



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TCTP/TPT1 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCTP/TPT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7178
GeneID	7178
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de TCTP/TCTP/TPT1 humain (NP_003286.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13693
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace