


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tctp/Tpt1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13693

Numéro d'article: CM0013801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TCTP/TPT1 humaine (HRF, p23, fortiline). Immunogène recombinant (aa 1-172). Adapté à la WB, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines et murines. Soutient les recherches sur l'apoptose, la liaison au calcium et la dynamique des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCTP/TPT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HRF, p02, p23, TCTP, TCTP/TPT1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7178
GeneID	7178
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de la TCTP/TCTP/TPT1 humaine (NP_003286.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P13693
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace