

Anticorps Polyclonal Anti-Tdg Pour Wb Et Elisa - Q13569

Numéro d'article: CM0026129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TDG humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études de déméthylation de l'ADN et de la réparation par excision de bases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TDG Lapin pAb
Remarques/Alias	hTDG; TDG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6996
GeneID	6996
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la TDG humaine (NP_003202.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13569
Poids moléculaire	46kDa
Expédition	Sac de glace