

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-TdGF1/Cripto Pour Wb, IHC-P, Elisa - P13385

Numéro d'article: CM0018383

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TDGF1 (CRIPTO) humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte TDGF1 humain, murin et de rat. Convient aux recherches en cancérologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | TDGF1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | CR ; CR-1 ; CRGF ; CRIPTO ; TDGF1                                                                                                |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                          |
| GenelD (humain)      | 6997                                                                                                                             |
| GenelD               | 6997                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31 à 150 de TDGF1 humain (NP_001167607.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                              |
| SWISS                | P13385                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 21 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                  |