


Anticorps Polyclonal Anti-Tdo2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Numéro d'article: CM0031041



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-TDO2 détecte la tryptophane 2,3-dioxygénase humaine et murine (~48 kDa) et est validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour les études sur le catabolisme du tryptophane et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TDO2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6999
ID du gène	6999
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la TDO2 humaine (NP_005642.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48775
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace