


Anticorps Polyclonal Anti-Tdo2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48775

Numéro d'article: CM0015297



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TDO2 humaine (tryptophane 2,3-dioxygénase), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la TDO2 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du tryptophane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TDO2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6999
GeneID	6999
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la TDO2 humaine (NP_005642.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P48775
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac de glace