

## Anticorps Monoclonal Anti-Tdp-43/Tardbp Pour Wb, Ip, If, Ihc, Chip - Q13148

Numéro d'article: CM0003765



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le TDP-43/TARDBP humain (Q13148). Adapté pour le WB, l'IP, l'IF, l'IHC, le CHIP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Évalué pour la recherche sur le traitement de l'ARN et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin anti-TDP-43/TARDBP                                                                                                                        |
| Remarques/Alias                  | ALS10 ; TDP-43 ; TDP-43/TARDBP                                                                                                                         |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                 |
| GeneID (humain)                  | 23435                                                                                                                                                  |
| GeneID                           | 23435                                                                                                                                                  |
| Immunogène                       | Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et 400 du TDP-43/TARDBP humain (Q13148)) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                  |
| Application                      | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, CHIP, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                    |
| SWISS                            | Q13148                                                                                                                                                 |
| Poids moléculaire de la protéine | 45 kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                           |