

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tdp-43/Tardbp Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Rip - Q13148

Numéro d'article: CM0017850



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TDP-43/TARDBP humain (Q13148), validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA et RIP. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les maladies neurodégénératives et la biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TDP-43/TARDBP Lapin pAb
Remarques/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23435
GeneID	23435
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du TDP-43/TARDBP humain (NP_031401.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA, RIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13148
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace