

Anti-Tdp1 Rabbit Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nuw8

Numéro d'article: CM0029956



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le TDP1 humain et rat (68 kDa). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; l'immunogène couvre les acides aminés 1-140. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TDP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TDP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55775
ID de gène	55775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du TDP1 humain (NP_060789.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NUW8
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace